Risikobewertung

Notfall Tüte mit Pflaster und Erste Hilfe Utensilien Art: 63514



1: Identifizierung der potenziellen Risiken

1. Verletzungsgefahr durch den Minibleistift

- Risiko: Unsachgemäße Nutzung des Minibleistifts könnte zu kleinen Stichoder Kratzverletzungen führen.
- o **Schwere:** Niedrig bis mittel, besonders bei unachtsamer Handhabung.

2. Hygienische Risiken durch die Pflasterbox

- Risiko: Unsachgemäße Lagerung der Pflaster könnte zur Verunreinigung oder zu einer verminderten Klebewirkung führen, was die Effektivität der Wundversorgung beeinträchtigt.
- o **Schwere:** Niedrig bis mittel, besonders bei langfristiger Lagerung.

3. Hygienische Risiken durch das Coolpad

- o **Risiko:** Unsachgemäße Reinigung des Coolpads nach der Anwendung könnte zu Keimbildung führen.
- o **Schwere:** Niedrig bis mittel, besonders bei häufiger Nutzung.

4. Allergische Reaktionen durch Pflastermaterialien oder Coolpad-Inhalte

- o **Risiko:** Pflaster oder Gel-Inhalte des Coolpads könnten bei empfindlichen Personen Hautreizungen oder allergische Reaktionen hervorrufen.
- Schwere: Niedrig bis mittel, besonders relevant bei Allergikern oder Personen mit empfindlicher Haut.

5. Erstickungsgefahr durch Kleinteile

- o **Risiko:** Kleine Bestandteile wie der Minibleistift oder abgelöste Pflasterteile könnten von Kleinkindern verschluckt werden.
- Schwere: Mittel bis hoch, besonders gefährlich für Kinder unter 3 Jahren.

2: Ermittlung der vorhandenen Gefährdungen / Wer könnte geschädigt werden

1. Kleinkinder

- Gefährdungen:
 - Erstickungsgefahr durch Kleinteile wie den Minibleistift oder Pflasterteile.
- Wer könnte geschädigt werden: Kinder im Alter von 0–3 Jahren.

2. Allgemeine Verbraucher

- Gefährdungen:
 - Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Nutzung des Minibleistifts.
 - Hygienische Risiken durch unsachgemäße Lagerung der Pflaster oder des Coolpads.
 - Allergische Reaktionen durch Pflaster oder das Coolpad.
- Wer könnte geschädigt werden: Erwachsene und Kinder, insbesondere Allergiker oder Personen mit empfindlicher Haut.

3. Langfristige Nutzer

- Gefährdungen:
 - Risiken durch unsachgemäße Lagerung der Pflaster oder mangelnde Reinigung des Coolpads.
- Wer könnte geschädigt werden: Verbraucher, die die Produkte längerfristig nutzen.

3: Einschätzung der ausgehenden Risiken

1. Kleinkinder

- o Risiko:
 - Wahrscheinlichkeit: Mittel.
 - Schwere: Mittel bis hoch.
- o **Gesamteinschätzung:** Mittel bis hoch.

2. Allgemeine Verbraucher

- o Risiko:
 - Wahrscheinlichkeit: Niedrig bis mittel.
 - **Schwere:** Niedrig bis mittel.
- o **Gesamteinschätzung:** Niedrig bis mittel.

3. Langfristige Nutzer

- o Risiko:
 - Wahrscheinlichkeit: Niedrig bis mittel.
 - Schwere: Niedrig bis mittel.
- o **Gesamteinschätzung:** Niedrig bis mittel.

4: Bewertung der Risiken

- **Hohes Risiko:** Keine identifizierten Risiken in dieser Kategorie.
- Mittleres Risiko:
 - o Erstickungsgefahr durch Kleinteile wie den Minibleistift oder Pflasterreste.
 - Hygienische Risiken durch unsachgemäße Lagerung der Pflaster oder des Coolpads.
 - o Allergische Reaktionen durch Pflastermaterialien oder Coolpad-Inhalte.
- Niedriges Risiko: Verletzungsgefahr durch den Minibleistift.

5: Minimierung der Risiken

1. Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Erstickungsgefahr

- Warnhinweise: Angabe auf der Verpackung, dass Kleinteile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet sind.
- Aufsicht: Empfehlung, Kinder beim Umgang mit den Produkten zu beaufsichtigen.

2. Vermeidung von Verletzungsgefahr

o **Hinweise:** Empfehlung zum vorsichtigen Umgang mit dem Minibleistift, um kleine Verletzungen zu vermeiden.

3. Vermeidung von hygienischen Risiken

o **Hinweise:** Empfehlung, die Pflasterbox geschlossen und trocken zu lagern und das Coolpad nach der Anwendung gründlich zu reinigen.

4. Vermeidung von allergischen Reaktionen

o **Hinweise:** Warnung vor möglichen Hautreizungen durch Pflastermaterialien oder das Coolpad und Empfehlung, die Produkte vor der Nutzung zu testen.

Durch diese Maßnahmen können die Risiken im Zusammenhang mit der "Notfall Tüte mit Pflaster und Erste Hilfe Utensilien" deutlich reduziert werden.